

مجموعة اختبار فيروس كورونا (COVID-19) في المنزل

قم بإجراء الاختبار للمساعدة على حماية جميع سكان نيويورك! تمنحك NYC Health + Hospitals مجموعة اختبار فيروس كورونا (COVID-19) في المنزل لعائلتك.

يجب على أي شخص كانت نتيجة اختبار إيجابية لـ COVID-19، أو خالط شخصًا مصابًا بـ COVID-19، الاستمرار في الانعزال بأمان عن الآخرين حتى يُخبره مراقبه أن بإمكانه التوقف عن العزل. إذا قُمت بإجراء اختبار COVID-19 فشارك مجموعة اختبار فيروس كورونا (COVID-19) هذه مع العائلة والأصدقاء.

تحتوي مجموعة اختبار فيروس كورونا (COVID-19) في المنزل على:



- مسحة الأنف
- أنبوب بلاستيكي، يُعرف أيضًا باسم "أنبوب محللول الشيت"
- بطاقة تعليمات مع رمز الهدية ورمز التفعيل
- كيس بلاستيكي، يُعرف أيضًا باسم "كيس عينة"
- صندوق البريد
- ملصق الختم
- كيس شحن FedEx

يرجى قراءة التعليمات الموجودة في المربع من أجل استخدام المجموعة وشحن عينتك والحصول على نتائجك.

تذكير الشحن:

تذكر أن تشحن عينتك في ذات اليوم الذي تسجل فيه مجموعة أدواتك وتجري الاختبار. لا تشحن عينة الاختبار بعد آخر عملية تسليم في اليوم أو في عطلة نهاية الأسبوع. كما نشجعك على عدم الشحن في أيام الجمعة.

يمكنك أن تطلب من أحد أحبائك تسليم المجموعة بالنيابة عنك، أو تحديد موعد لاستلامه في المنزل.

التسليم: يُرجى التحقق من المواعيد على الرابط [fedex.com/dropbox](https://www.fedex.com/dropbox) لمعرفة موعد آخر عملية استلام من Federal Express في اليوم. يمكنك شحن عينة اختبارك في أي موقع من مواقع صندوق بريد FedEx Express. نوصي بشدة بموقع FedEx Ship Center.

التسليم في المنزل: لتحديد موعد التسليم في المنزل، اتصل بالرقم **1-800-463-3339 (1-800-Go FedEx)**.

قل 'Schedule a Pickup' (تحديد موعد التسليم) أو اضغط على '1'. عندما يُطلب منك رقم الحساب، أدخل رقم تتبع الإرجاع الموجود على كيس شحن FedEx الخاصة بك.

انظر التعليمات على الخلف <

Please scan for English
Ju lutemi skanoni për shqip

يُرجى تصوير الرمز للغة العربية

অনুগ্রহ করে বাংলার জন্য স্ক্যান করুন

Veillez scanner pour la version en français

Tanpri eskane pou Kreyòl Ayisyen

कृपया हिंदी के लिए स्कैन करें

한국어로 스캔해 주십시오

Proszę sprawdzić wersję polską

Пожалуйста, сканируйте для русского языка

请扫描以获取简体中文版本

Escanee para español

請掃描以取得繁體中文版本


براہ مہربانی اردو کے لیے سکین کریں



NYC
HEALTH+
HOSPITALS

التعليمات

- اقرأ التعليمات الموجودة على البطاقة في مجموعتك.
- قبل البدء، سجّل مجموعتك عبر الإنترنت على picturegenetics.com/covid19/group.
- انقر على 'I have a kit already' (لدي مجموعة بالفعل)؛
- أدخل رمز الهدية/**gift code** الموجود داخل المجموعة الخاصة بك ورمز التفعيل/**activation code** الموجود على الغلاف الأمامي من نشرة التعليمات، وانقر فوق 'Confirm Registration' (تأكيد التسجيل)؛
- إذا طُلب منك ذلك، فحدد أنك تلقيت هذه المجموعة من NYC Care Package.
- اغسل يديك قبل إجراء الاختبار وبعده.
- لا تنظف أنفك قبل إجراء الاختبار. يمكنك تمخييط أنفك ومسحه بمنديل غير معطر.
- افتح الأنبوب البلاستيكي وضعه على سطح مستوي لتضع العينة بداخله.
- بعد ذلك، افتح مسحة الأنف. لا تجعلها تلمس أي شيء قبل أو بعد أن تدخلها في أنفك.
- أدخل مسحة الأنف برفق بمقدار بوصة واحدة في فتحة الأنف حتى تصل إلى الجزء العلوي من تجويف الأنف. لُف المسحة أربع مرات تقريبًا. يجب ألا تشعر بالإنزعاج. اسحب المسحة ببطء.
- كرر هذه الخطوة في فتحة الأنف الأخرى بنفس المسحة.
- ضع مسحة الأنف في الأنبوب البلاستيكي مع توجيه المسحة لأسفل (الجانب الذي تضعه داخل أنفك).
- اكسر مسحة الأنف عند الخط المنقط؛ يجب أن ينكسر بسهولة إلى النصف.
- تأكد من وجود مسحة الأنف في منتصف الأنبوب. ثم أغلق الأنبوب البلاستيكي جيدًا وتحقق من عدم تسريته.
- احرص على عدم إغلاقه بإحكام شديد.
- ضع الأنبوب البلاستيكي مع مسحة الأنف داخل الكيس البلاستيكي.
- ضع الكيس البلاستيكي في صندوق البريد وأغلقه بملصق الختم.
- ضع صندوق البريد في كيس شحن FedEx. اتبع تعليمات الشحن الموجودة على مجموعتك.
- احتفظ ببطاقة التعليمات الخاصة بك.



تذكر:

- أرسل الاختبار في نفس اليوم الذي سجلت فيه مجموعة أدواتك وأجريت به الاختبار. يجب عليك شحن الاختبار في غضون 24 ساعة. لا تشحنه بعد آخر عملية تسليم في اليوم أو في عطلة نهاية الأسبوع. كما نشجعك على عدم الشحن في أيام الجمعة.
- ستحصل على نتائجك في غضون 48 ساعة من استلام المختبر لعينتك. ستكون النتائج متاحة من خلال حساب بوابة الصور/Picture الخاص بك.

يجب عليك تأكيد حساب **Picture Genetics** الخاص بك عبر البريد الإلكتروني: donotreply@picturegenetics.com. يمكنك العثور على هذه التعليمات وفيديو توضيحي على picturegenetics.com/nasalswab

للحصول على الدعم، يمكنك الاتصال بـ **Picture Genetics** عن طريق:

البريد الإلكتروني: hello@picturegenetics.com

الدرشة المباشرة: PictureGenetics.com

رقم الهاتف: **626-434-3596**، من الاثنين إلى الجمعة، من الساعة 12 ظهرًا إلى 7 مساءً بالتوقيت الشرقي

شكرًا لك على المساعدة في الحفاظ على صحة مدينة نيويورك! حافظ على صحتك.