

Комплект для тестирования на COVID-19 в домашних условиях

Пройдите тест, чтобы защитить всех жителей Нью-Йорка. Организация NYC Health + Hospitals предоставляет вам комплект для тестирования на COVID-19 в домашних условиях.

Каждый человек, получивший положительный результат теста на COVID-19 или имевший контакт с заболевшим COVID-19, должен безопасно изолироваться до тех пор, пока не получит разрешение куратора выйти из режима изоляции. Если вы уже прошли тест на COVID-19, поделитесь этим комплектом для тестирования на COVID-19 в домашних условиях с родными и друзьями.



В комплект для тестирования на COVID-19 в домашних условиях входят:

- зонд для взятия мазков из носа;
- пластиковая пробирка, также именуемая «пробиркой со стабилизирующим раствором»;
- инструкция с бонусным кодом и кодом активации;
- полиэтиленовый пакет, также именуемый «пакетом для хранения образцов»;
- упаковочная коробка;
- запечатывающая наклейка;
- почтовый пакет FedEx.

Ознакомьтесь с инструкцией по использованию комплекта, отправьте ваш образец по почте и получите результаты.


Напоминания об отправке:

Обязательно отправьте образец **в тот же день**, когда вы зарегистрировали комплект для тестирования и взяли мазок. **Не отправляйте образцы после последней выемки почты и в выходные дни. Кроме того, мы просим вас не отправлять образцы по пятницам.**

Вероятно, кто-то из близких сможет отправить ваш образец по почте. Кроме того, вы можете попросить курьера забрать ваш образец.

Отправка по почте: Пожалуйста, проверьте расписание работы службы Federal Express по ссылке [fedex.com/dropbox](https://www.fedex.com/dropbox), чтобы узнать, когда происходит последняя выемка почты. Вы можете оставить бандероль с образцом в специальном контейнере в любом пункте самообслуживания FedEx, однако мы настоятельно рекомендуем обратиться в пункт приема FedEx Ship Center.

Вызов курьера: Если вы хотите, чтобы курьер приехал к вам на дом и забрал образец, позвоните по номеру **1-800-463-3339 (1-800-Go FedEx)**. Произнесите слова «Schedule a Pickup» (Вызов курьера) или нажмите цифру «1». Когда вас попросят указать учетный номер (account number), укажите трек-номер, напечатанный на почтовом пакете FedEx.



Please scan for English

Ju lutemi skanoni për shqip

يُرجى تصوير الرمز للغة العربية

অনুগ্রহ করে বাংলার জন্য স্ক্যান করুন

Veillez scanner pour la version en français

Tanpri eskane pou Kreyòl Ayisyen

कृपया हिंदी के लिए स्कैन करें

한국어로 스캔해 주십시오

Proszę sprawdzić wersję polską

Пожалуйста, сканируйте для русского языка

请扫描以获取简体中文版本

Escanee para español

請掃描以取得繁體中文版本

براه مہربانی اردو کے لیے سکین کریں


[Продолжение на обороте >](#)

NYC
HEALTH+
HOSPITALS

Test & Trace
Corps

Инструкции

- Прочтите инструкции, размещенные на карточке, входящей в комплект для тестирования.
- Перед взятием образца зарегистрируйте комплект по ссылке picturegenetics.com/covid19/group. Выберите щелчком мыши опцию **«I have a kit already» (У меня уже есть комплект)**.
- Введите **бонусный код**, который вы найдете внутри упаковки, а также **код активации**, указанный на лицевой стороне инструкции, и щелчком мыши выберите опцию **«Confirm Registration» (Подтвердить регистрацию)**.
- Укажите, что вы получили данный комплект от NYC Care Package, если вам будет задан соответствующий вопрос.
- Перед взятием и после взятия мазка вымойте руки.
- Перед взятием мазка не промывайте нос. Вы можете высморкаться в бумажный платок, если этот платок не ароматизирован.
- Откройте и поставьте на ровную поверхность **пластиковую пробирку**, чтобы поместить в нее образец.
- Затем извлеките **зонд для взятия мазков**. Ни до, ни после взятия мазка не прикасайтесь ни к чему зондом.
- Аккуратно погрузите **зонд** в ноздрю на глубину около 1 дюйма (2,5 сантиметра), чтобы он коснулся свода полости носа. Сделайте 4 вращательных движения зондом. Вы не должны испытывать неприятных ощущений. Медленно извлеките зонд.
- Повторите эти же действия с другой ноздрей, используя тот же зонд.
- Поместите **зонд** в **пластиковую пробирку**, направив вниз кончик, которым вы брали мазок (ту сторону, которая находилась в носу).
- Отломите держатель **зонда** по пунктирной линии; он должен легко переломиться пополам.
- Убедитесь в том, что **зонд** находится в центре пробирки. Затем как следует закройте **пробирку** и убедитесь в том, что она не протекает. Не закрывайте пробирку слишком плотно.
- Поместите **пробирку** с **зондом** в **полиэтиленовый пакет**.
- Поместите пакет в **упаковочную коробку** и запечатайте ее с помощью **специальной наклейки**.
- Поместите **упаковочную коробку** в **почтовый пакет FedEx**. Отправьте бандероль по почте в соответствии с инструкциями, указанными на упаковке.
- Сохраните **инструкцию** для справочных целей.



Запомните:

- Образец нужно отправить в тот же день, когда вы зарегистрировали комплект для тестирования и взяли мазок. Образец необходимо отправить в течение 24 часов. Не отправляйте образцы после последней выемки почты и в выходные дни. Кроме того, мы просим вас не отправлять образцы по пятницам.
- Вы получите результаты тестирования в течение 48 часов с момента поступления образца в лабораторию. С результатами можно ознакомиться в личном кабинете на сайте Picture Genetics.

Вам следует подтвердить свою учетную запись на сайте Picture Genetics по электронной почте:

Проверьте почтовый ящик. Вам должно было прийти письмо с подтверждением от [donotreply@picturegenetics.com].

С инструкцией и демонстрационным видео вы можете ознакомиться по ссылке picturegenetics.com/nasalswab

Если вам требуется помощь, свяжитесь с Picture Genetics:

По электронной почте: hello@picturegenetics.com

Через чат: на сайте [PictureGenetics.com](https://picturegenetics.com)

По телефону: **626-434-3596** с понедельника по пятницу с 12:00 до 19:00 по североамериканскому восточному времени

Мы благодарим вас за то, что вы помогаете нам заботиться о здоровье жителей Нью-Йорка! Не болейте!