


# Si ta merrni mostrën e tamponit në hundë

Faleminderit për kryerjen e sotshme të testit diagnostikues për COVID-19! Ndiqni hapat e mëposhtëm për të marrë mostrën e tamponit në hundë. Jemi këtu për t'ju ndihmuar nëse keni ndonjë pyetje apo nëse ju nevojitet ndihmë.


## 1 Hapni tamponin e hundës

Hiqeni tamponin e hundës nga mbështjellja duke tërhequr dy anët larg njëra-tjetrës (sikur të hapnit garzat). Bëni kujdes të prekni vetëm dorezën, jo majën.




## 2 Merrni mostrën me tamponin nëpër hundë

Shtyjeni lehtë majën e butë të tamponit në njërën nga flegtrat derisa të ndjeni që nuk keni ku e shtyni më. Fërkojeni tamponin nëpër hundë 4 herë. Nxirreni tamponin me kujdes. Përsëriteni këtë hap në flegrën tjetër me të njëjtin tampon.



## 3 Futeni tamponin në tub

Futni tamponin në tubin që ju dhamë, me majën përpara. Pasi maja të kapë fundin, përkuleni dorezën e tamponit për ta thyer e hequr. Jepjani tubin një pjesëtari të personelit tonë, i cili do t'ju orientojë me hapat në vijim.



Ne do ta dërgojmë mostrën tuaj për analiza laboratorike. Kur të dalin rezultatet do t'i merrni përmes MyChart.