


যেভাবে আপনার নাকের সোয়াবের নমুনা সংগ্রহ করতে হবে

আজ COVID-19 রোগনির্ণয় পরীক্ষা করানোর জন্য আপনাকে ধন্যবাদ! অনুগ্রহ করে আপনার নাকের সোয়াবের নমুনা সংগ্রহ করতে নিচের ধাপসমূহ অনুসরণ করুন। আপনার কোনো প্রশ্ন থাকলে বা আরো সাহায্যের প্রয়োজন হলে সাহায্যের জন্য আমরা পাশে আছি।


1 ন্যাজাল সোয়াব খুলুন

মোড়কের দুটি প্রান্ত দুদিক থেকে টেনে এর ভেতর থেকে ন্যাজাল সোয়াব বের করুন (যেভাবে আপনি একটি ব্যান্ড-এইড খোলেন)। সাবধান থাকবেন যে আপনি শুধু হাতল স্পর্শ করবেন, অগ্রভাগ নয়।




2 আপনার নাক সোয়াব করুন

সোয়াব স্টিকের নরম অগ্রভাগটি আস্তে আস্তে নাকের একটি ছিদ্রের ভিতরে প্রবেশ করান, যতক্ষণ না আপনার মনে হয় যে আপনি এটাকে আর প্রবেশ করাতে পারবেন না। প্রায় 4 বার সোয়াবটি ঘষুন। সোয়াব স্টিকটি আস্তে আস্তে বের করে নিন। একই সোয়াব স্টিক দিয়ে আপনার অন্য নাকের ছিদ্রে এই ধাপটি পুনরাবৃত্তি করুন।



3 সোয়াব স্টিক টিউবের ভিতরে রাখুন

সোয়াব স্টিক আমাদের দেয়া টিউবের ভিতরে রাখুন, প্রথমে অগ্রভাগটি প্রবেশ করান। অগ্রভাগ তলদেশ স্পর্শ করলে, সোয়াব স্টিকের হ্যান্ডেলটি ভেঙ্গে ফেলার জন্য বাঁকান। আমাদের একজন কর্মীকে আপনার টিউবটি দিন, যিনি পরবর্তী পদক্ষেপগুলো শেয়ার করবেন।



আমরা আপনার নমুনা ল্যাবে পরীক্ষার জন্য পাঠাবো। যখন আপনার ফলাফল প্রস্তুত হবে, আপনি MyChart-এর মাধ্যমে সেগুলো পেয়ে যাবেন।