


Как самостоятельно взять мазок из носа

Спасибо, что вы сегодня решили пройти диагностический тест на COVID-19! Выполните нижеуказанные действия для самостоятельного взятия мазка из носа. Мы здесь, чтобы помочь вам, если у вас появятся вопросы или вам потребуется помощь.


1 Откройте упаковку с зондом для взятия мазков из носа

Извлеките зонд из упаковки, потянув за два конца в разные стороны (как будто открываете упаковку пластыря). Прикасайтесь только к ручке и не трогайте кончик.




2 Возьмите мазок из носа

Аккуратно введите мягкий кончик зонда в одну ноздрю до упора. Сделайте 4 вращательных движения зондом. Медленно извлеките зонд. Повторите аналогичные действия в другой ноздре, используя тот же зонд.



3 Поместите зонд в пробирку

Поместите зонд в пробирку, которую мы для вас подготовили, кончиком вниз. Когда кончик коснется дна, согните ручку зонда, чтобы отломить ее. Передайте пробирку нашему сотруднику, который расскажет вам о следующих шагах.



Мы отправим ваш мазок на лабораторный анализ. Когда ваши результаты будут готовы, вы получите их через MyChart.