


如何採取您的 鼻腔拭子樣本

感謝您今天接受 COVID-19 診斷檢測！請遵循以下步驟採取您的鼻腔拭子樣本。如果您有任何疑問或需要協助，我們十分樂意提供協助。


1 打開鼻腔拭子

撕開包裝袋頂部的兩端，取出鼻腔拭子（就像您撕開 OK 繃或止血貼那樣）。請小心謹慎，只能觸摸手柄，不要觸摸頭端。




2 刮拭鼻腔

將拭子的柔軟頭端輕輕地塞入一個鼻孔中，直到感覺無法推得更深入為止。用拭子刮拭大約 4 次。緩慢取出拭子。用相同的拭子在另一個鼻孔中重複此步驟。



3 將拭子放入試管

將拭子放在我們為您提供的試管中，先放入頭端。當頭端接觸到試管底部時，壓彎拭子手柄部份把它折斷。將您的試管交給我們的工作人員，他們會告訴您接下來的步驟。



我們會將您的樣本送到實驗室進行檢測。結果出來之後，您會從 MyChart 獲得結果。