


# Cómo tomar su muestra para hisopado nasal

¡Gracias por realizarse una prueba de diagnóstico de la COVID-19 hoy! Siga los pasos que se indican a continuación para tomar su muestra para hisopado nasal. Estamos a su disposición si tiene alguna pregunta o necesita ayuda.


## 1 Abra el hisopo nasal

Saque el hisopo nasal del envoltorio separando los dos extremos (como si abriera una curita). Tenga cuidado de solo tocar el mango, no la punta.




## 2 Raspado nasal

Introduzca con cuidado la punta blanda del hisopo en una fosa nasal, hasta que sienta que no puede empujarla más. Frote el hisopo en círculos 4 veces. Saque el hisopo lentamente. Repita este paso en la otra fosa nasal con el mismo hisopo.



## 3 Coloque el hisopo en el tubo

Coloque el hisopo en el tubo que le proporcionamos; primero la punta. Cuando la punta toque el fondo, doble el mango del hisopo para partirlo. Entréguele el tubo a un miembro de nuestro personal, que le indicará los pasos a seguir.



Enviaremos la muestra al laboratorio para su análisis. Cuando los resultados estén listos, los recibirá a través de MyChart.